



OBJEVTE MOŽNOSTI RYCHLOTESTŮ NA ALERGENY S INVIRAPID®



Testy InviRapid® umožňují rychlou detekci různých potravinových alergenů během několika minut. Výhodou je testování přímo na určeném místě ve vzorcích potravin, oplachových vod a stěrů z povrchu.

RYCHLOTESTY MAJÍ ŘADU VÝHOD

- Vhodné pro analýzu přímo na určeném místě
- Vysoce specifické a ověřené vlastnosti
- Není potřeba žádné laboratorní vybavení
- Neobsahují žádné nebezpečné látky
- Snadné použití i nezkušenými pracovníky

Testovací proužky InviRapid® lze jednoduše integrovat do sanitačních a řídicích plánů a slouží jako důležitá součást analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) pro všechny potravinářské podniky.

Pro pohodlné testování na určeném místě obsahuje sada všechna potřebná činidla a spotřební materiál, jako jsou testovací proužky, zkumavky a zařízení pro odběr vzorků, extrakční pufr a další příslušenství. Specifické protilátky značené koloidním zlatem umožňují vyhodnocení výsledků prostřednictvím vizuální kontroly.

ZJEDNODUŠTE SI PRACOVNÍ POSTUPY SE SYSTÉMEM INVITEK DIAGNOSTICS

Detekční souprava	Stěr z prostředí	Tekutý vzorek	Pevný vzorek	LOD
InviRapid® Casein Allergen Ag Test	X	X	X	2 ppm
InviRapid® Shellfish Allergen Ag Test	X	X	X	1 ppm
InviRapid® Gluten Allergen Ag Test	X	X	X	2 ppm
InviRapid® Egg Allergen Ag Test	X	X	X	1 ppm
InviRapid® Fish Allergen Ag Test	X	X	X	1 ppm
InviRapid® Soya Allergen Ag Test	X	X	X	2 ppm
InviRapid® Almond Allergen Ag Test	X	X	X	1 ppm
InviRapid® Peanut Allergen Ag Test	X	X	X	1 ppm
InviRapid® Sesame Allergen Ag Test	X	X	X	0,2 ppm

Standardní velikost balení 20 testů.

Pro více informací kontaktujte: +420 226 226 998 | czsupport.food@alsglobal.com